

## SPÉCIFICATIONS ORDINATEURS SALLE OPÉRATOIRE

	Recommandé	Meilleur Performance
Processeurs	Intel i5 ou mieux	Intel i7 ou mieux
Carte Vidéo	Carte Vidéo Dédié avec 2 GB+ Mémoire <i>NVidia Chipset recommandé</i>	Carte Vidéo Dédié avec 4 GB+ Mémoire
Mémoire (RAM)	Station de Travail: 8 GB ou mieux Serveur: 16 GB ou mieux	Station de Travail: 16 GB ou mieux Serveur: 32 GB ou mieux
Disques Dur	Station de Travail: 80+ GB Serveur: 500+ GB pour les données	Station de Travail: 80+ GB SSD Serveur: 1 TB pour les données
Système d'Exploitation	Stations de Travail: Windows 10, Windows 11 – version Professionnel <i>Vérifiez la compatibilité des pilotes matériel utilisés selon la version de Windows.</i> Serveurs: Windows version Serveur : 2016 / 2019 / 2022 <i>La version de Windows doit être soutenu par Microsoft</i>	Windows 10, Windows 11 – Version Professionnel Windows version Serveur: 2016 / 2019 / 2022 <i>La version de Windows doit être soutenu par Microsoft</i>
Moniteurs	Moniteur Large (1366 x 768 résolution minimum)	Moniteur Large 1920 x 1080 résolution
Réseautage	Carte réseau CÂBLÉ de 1 Gigabit <i>Réseautage sans fil non recommandé</i>	
Capture d'image	USB 3.0 ou PCIe HDMI pour capture d'image selon la caméra / résolution vidéo	

## SPÉCIFICATIONS ORDINATEURS BUREAU

	Recommandé
Processeurs	Intel i5 ou mieux
Système d'Exploitation	Windows 10, Windows 11 – versions Professionnel
Mémoire (RAM)	8 GB ou mieux
Disque Dur	80+ GB
Moniteur	Moniteur Large (1366 x 768 résolution minimum)
Système Sauvegarde	Système de Sauvegarde approuvé par Window pour le répertoire des images de CADI <i>Les sauvegardes devraient être gardés hors de la clinique</i>