

SPÉCIFICATIONS ORDINATEURS

ITEM	Recommandé
Processeurs	<ul style="list-style-type: none"> • Intel i5 ou mieux (PAS de mini PC (SFF) ou de micro-ordinateurs) * • PAS de chipsets VIA ou SIS • Extension Active ou Régulière USB pour brancher les capteurs au pc. <p><i>* SFF n'ont généralement pas assez de pouvoir et manque d'espace pour les cartes additionnelles si nécessaire.</i></p>
Systeme Exploitation	<p>Station de travail:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 PRO, Windows 11 PRO <p>Serveur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016 / 2019 / 2022 <p>Vérifiez la compatibilité du matériel avec la version de Windows.</p> <p><i>*La Version de Windows doit être une version supporté par Microsoft</i></p>
Mémoire (RAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Station de travail : 8 GB ou plus • Serveur: 16 GB ou plus <p>Plus de RAM augmente les performances</p>
Disques	<ul style="list-style-type: none"> • Station de travail : 80+ GB • Serveur: 500+ GB pour sauvegarde des données
Moniteur et Carte Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • Moniteur à écran large (1366 x 768 résolution minimum) • Carte Vidéo Dédié avec 2GB+ Mémoire (Chipset Nvidia Recommandé)
Réseau et Support	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Carte Réseau Gigabit CONNECTÉ (Sans-fil NON recommandé) • Connection Internet HAUTE VITESSE pour support
Systeme de Sauvegarde	<ul style="list-style-type: none"> • Systeme de sauvegarde approuvé par Windows pour le répertoire PATIENTS de CADI. • Les Sauvegardes devraient être gardés hors site.